

# Säurereinigung

## Reinheitstabelle

### HNO<sub>3</sub> Reinheit ausgehend von HNO<sub>3</sub> p.a. nach destillativer Aufreinigung mittels Subboiling

Element	Konzentration [µg/L] (ppb)	Element	Konzentration [µg/L] (ppb)
Ag	<0,025	K	<0,5
Al	<0,25	Li	<0,025
As	<0,025	Mg	<0,25
Au	<0,025	Mn	<0,05
Ba	<0,05	Mo	<0,025
Bi	<0,025	Na	<0,5
Ca	<0,5	Ni	<0,025
Cd	<0,025	Pb	<0,05
Co	<0,025	Pt	<0,025
Cr	<0,05	Sr	<0,025
Cu	<0,025	V	<0,025
Fe	<0,25	Zn	0,1
Hg	<0,1	Zr	<0,1